

# STERIWAY

Amalgam Separator




## فیلتر جداکننده آمالگام

اولین تولید کننده آمالگام سپریاتور در ایران  
منطبق با استاندارد ISO ۱۱۱۴۳ و دقت بالای ۹۹٪  
طراحی ساده و مهندسی شده با کاربری ساده و مفید  
قابلیت جدا سازی با هر میزان رطوبت در پساب خروجی  
تولید ایران بر اساس مدل و نمونه پر افتخار و برتر آمریکایی  
امکان استفاده در هر نوع مدل سیستم وکیوم ، خشک یا مرطوب  
امکان نصب بر روی هر نوع یونیت دندانپزشکی داخلی و خارجی

آمالگام دندان‌های غیر هم‌رنگ (نقره ای یا سیاه) است، که برای پر کردن دندان از آن استفاده می‌شود و مرکب از ۵۰ درصد جیوه ۳۴٫۵ درصد نقره ، ۹٪ قلع ، ۶٪ مس و ۰٫۵٪ روی است. فلزات سنگین داخل آمالگام باعث شده این ماده در فاضلاب شهری رسوب و باعث آلودگی آب شود.

مخزن پایین، محل جمع آوری آمالگام می‌باشد که از طریق شرکت جمع آوری و به مراکز بازیافت تحویل داده می‌شود.




dta-med.com



دانش طب امروز  
۸۸۹۳۰۹۲۷



www.dta-med.com

info@dta-med.com





جوايز بين المللى مدل دستگاہ :

## Product Awards

Dental Advisor recipient of:

Editors' Choice with a 5+ rating  
2014 Preferred Product

Townie Choice Award best in category for  
Amalgam Separators eleven cosecutive years.

