

STERIWAY

استریلایزر پلاسما Sterilizer Plasma



مزایای دستگاه

- تولید پلاسمای یکنواخت داخل چمبر (ابر بنفش) که مانع هرگونه رسوب میکروبی در داخل چمبر می باشد.
- دارای سیکل کوتاه، پیشرفته و استاندارد (سریع و بلند)
- دارای پمپ وکیوم بسیار قدرتمند دو مرحله ای Deep Vacuum
- دارای فناوری DBD و تکنولوژی RF
- مجهز به پرینتر حرارتی، Port USB و صفحه نمایش HMI لمسی با قابلیت برنامه ریزی و ثبت کلیه مراحل و خطا ها
- مجهز به سیستم کنترلی PLC
- انجام استریل فقط با یک کلید
- دارای سیستم هوشمند تزریق بسیار دقیق کاست آب اکسیژنه دارای ۱۲ ویال با حداقل هزینه مصرفی
- دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک داخلی
- دمای کار زیر ۵۵ درجه
- دارای وزن سبک
- دارای کمترین میزان آلودگی صوتی
- دارای سیستم پیش گرمایش جداره های چمبر



دانش بنیان
دانش طب امروز

www.dta-med.com

Leybold



LAOKEN

www.dta-med.com

info@dta-med.com

۸۸۹۳۰۹۲۷-۹

STERIWAY 100/180

دستگاه ۱۸۰ لیتری

نام مدل	Model Name	STW 180/100
حجم قابل استفاده	Usable Volume	180L
منبع تغذیه	Power Supply	3 Phase 380V AC
زمان استریل	Sterilization Time	Standard 55min -Short 30min
مقدار هیدروژن پراکساید	H2O2 Dosage	58%
دمای استریل	Sterilizing Temp	45-55° c
سایز دستگاه	Dimension	140cm× 90 × 190
سایز چمبر	Chamber Dimension	94cm× 38 × 50
جنس چمبر	Chamber Material	Aluminum
درپ دستگاه	Door	Single and Double
صفحه نمایش	Display	7 inch
وزن	Weight	500 Kg



STERIWAY 100/140

دستگاه ۱۴۰ لیتری

نام مدل	Model Name	STW 140/100
حجم قابل استفاده	Usable Volume	140L
منبع تغذیه	Power Supply	3 Phase 380V AC
زمان استریل	Sterilization Time	Standard 55min -Short 30min
مقدار هیدروژن پراکساید	H2O2 Dosage	58%
دمای استریل	Sterilizing Temp	45-55° c
سایز دستگاه	Dimension	140cm× 90 × 190
سایز چمبر	Chamber Dimension	94cm× 32 × 46
جنس چمبر	Chamber Material	Aluminum
درپ دستگاه	Door	Single and Double
صفحه نمایش	Display	7 inch
وزن	Weight	450 Kg



مقدمه

شرکت دانش بنیان دانش طب امروز دارای گواهی گرید A دانش بنیان، با بیش از دو دهه فعالیت حرفه‌ای در زمینه کنترل عفونت و استریلیزاسیون از پیش‌تازان این عرصه بوده است و در کنار ارائه محصولات انحصاری متنوع از شرکت‌های صاحب نام جهانی چون cisa، midmark و laoken تولیدکننده‌ی دستگاه‌های بی‌خطر ساز پسماندهای عفونی، آمالگام سپریتور و استریلایزر پلاسما، تکنولوژی بی‌خطر و مدرن با دمای پایین می‌باشد.

- این شرکت با تولید سایزهای ۳۰ الی ۱۸۰ لیتر متنوع‌ترین دستگاه‌های تولید داخل را ارائه می‌نماید.
- شرکت دانش طب امروز با افتخار اولین و تنها صادرکننده دستگاه استریلایزر پلاسما به کشورهای مانند عراق، ارمنستان، افغانستان و امارات متحده عربی می‌باشد.

موارد استفاده

- ابزار جراحی و لاپاراسکوپ
- انواع لنزها
- تروکارها
- آندوسکوپ و کتترهای مربوطه
- کلیه لوازم حساس به حرارت
- پروب‌های سونوگرافی و کرایو
- کابل‌های منبع نور و دوربین
- ابزار جراحی‌های چشم و قلب
- تجهیزات تشخیصی چشم
- تجهیزات عمل ارتوپدی
- انواع لومن و تیوب‌های بلند
- تجهیزات مختلف مانند camera micro eye surgery
- لوازم و وسایل پلاستیکی
- ست‌های جراحی مختلف و بسیاری از وسایل و تجهیزات دیگر که قابل استعلام از شرکت می‌باشد.



STERIWAY 100/50

دستگاه ۵۰ لیتری

نام مدل	Model Name	STW 50/100
حجم قابل استفاده	Usable Volume	50L
منبع تغذیه	Power Supply	Single Phase 220V AC
زمان استریل	Sterilization Time	Standard 55min -Short 30min
مقدار هیدروژن پراکساید	H2O2 Dosage	58%
دمای استریل	Sterilizing Temp	45-55° c
سایز دستگاه	Dimension	70cm× 70 × 65
سایز چمبر	Chamber Dimension	55cm× 26 × 26
جنس چمبر	Chamber Material	Aluminum
درپ دستگاه	Door	Single
صفحه نمایش	Display	5 inch
وزن	Weight	80 Kg

* طول عمر ابزار جراحی در استریلایزر پلاسما ۱۰ برابر افزایش می‌یابد.

* بهترین جایگزین استریلایزرهای اتیلن اکساید بدون خطر آلاینده‌ی محیط زیست و افزایش ابتلا به سرطان می‌باشد.